

密封材料



订购信息

类型

Sealing material,Rhodorsil 340 100 g

Rhodorsil 340

214-233

规格

类型

Rhodorsil 340

耐高温 °C

-40 - 200

型号

Paste

在套餐 g

100



www.inficon.com reachus@inficon.com

由于我们的持续产品改进计划，因此产品规格可能会有变更，恕不另行通知。
RateWatcher 是 INFICON 的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

V01 (2015-03) © 2015 INFICON